

# E. HENROTTE Distributuon

Vinâve des Stréats 116 - B4537 VERLAINE

Tél: 04 / 250.32.32 \* Fax: 04 / 250.48.36 \* E-Mail: info@henrottedistribution.be

Fiche Technique:

## SANITOP URICLEAN

### SANITOP URICLEAN nettoyant détartrant spécifique pour urinoir

Produit de détartrage des installations sanitaires idéal pour l'éliminations du tartre et de la pierre d'urine dans les urinoirs.

Produit sur base d'acide chloridrique et de tensio-actifs.

**Attention: Ne pas utiliser directement sur l'acier inoxydable, et sur les robinetterie.**

Mode d'emploi: Verser directement le produit pur dans la crépine de l'urinoir en quantité suffisante pour remplir le siphon d'évacuation ( 100 à 200 ml ).

Laisser agir le produit +/- 4 heures ou toute une nuit.

Rincer avec de l'eau chaude +/- 60°C puis avec de l'eau froide pour un rinçage complet de l'installation.

Pour un bon fonctionnement de vos urinoir, versez chaque semaine 100 ml de **SANITOP Uriclean** dans chaque siphon.

L'utilisation des Blocs Urinoirs Enzymatiques est aussi la garantie du bon fonctionnement de vos installations sanitaires.

Réf Produit: 1.10.0126

Carton de 12 x 1 L

